



SISTEMI DI BIODECONTAMINAZIONE A BASSE TEMPERATURE

Con il suo elevato rendimento, tempo di ciclo ridotto e facilità d'uso, l'unità di biodecontaminazione VHP VICTORY™ impone lo standard del settore per biodecontaminazione della stanza e della struttura.

Grazie alle sue tecnologie VHP innovative, l'unità di biodecontaminazione VHP X10™ offre una biodecontaminazione rapida ed economica di cabine di biosicurezza.

PRODOTTI DI GARANZIA DI STERILITÀ VH2O2

Sterilizzante al perossido di idrogeno Vaprox®

La formulazione chimica apposita del perossido di idrogeno migliora l'efficacia e le prestazioni della tecnologia di processo VHP brevettata STERIS.

Indicatori chimici VH2O2 Steraffirm®

Grazie alla speciale formulazione chimica, gli indicatori Steraffirm VH2O2 di STERIS rappresentano un valido aiuto nella convalida e nel monitoraggio di routine delle applicazioni dotate di unità di biodecontaminazione VHP che utilizzano la tecnologia dei processi VHP brevettata di STERIS.

Indicatori biologici VH2O2 Spordex®

Grazie alla speciale formulazione dei prodotti, gli indicatori e i terreni biologici Spordex VH2O2 di STERIS rappresentano un valido aiuto nella convalida e nel monitoraggio di routine delle applicazioni dotate di unità di biodecontaminazione VHP che utilizzano la tecnologia dei processi VHP brevettata di STERIS.



Soluzioni di lavaggio e decontaminazione ai fini di ricerca



STERIS CORPORATION
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060, USA
T +1 800 444 9009

www.STERISLifeSciences.com

Uffici STERIS nel mondo

Asia Pacifico	+65 (0) 68 41 7677
Canada	+1 800 444 9009
Finlandia	+358 9 25851
Francia	+33 (0) 2 38 84 85 40
Germania	+49 (0) 221 466120
Italia	+39 (0) 2 21303 424
America Latina	+1 800 444 9009
Spagna	+34 (0) 916 585 920
Regno Unito	+44 (0) 1256 840400

STERIS Life Sciences | Science & Solutions for Life

Da oltre 100 anni, STERIS è noto come leader mondiale, partner di fiducia e fornitore di soluzioni nel campo della sterilizzazione e del controllo della contaminazione. **Oggi**, STERIS procede su questi principi migliorando la **Scienza** di sterilizzazione, pulizia e controllo delle infezioni, offrendo **Soluzioni** che soddisfano le esigenze e gli standard elevati dei nostri clienti. L'impegno di STERIS è volto ad aiutarvi nel miglioramento della **Vita** dei vostri pazienti e della durata della vostra apparecchiatura. Dalle formulazioni chimiche ai beni strumentali, ai componenti e ai servizi, STERIS Life Sciences è **Science & Solutions for Life**.

© 2015 STERIS Corporation
Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma materiale senza l'autorizzazione di STERIS Corp.

I laboratori di ricerca hanno bisogno di apparecchiature di decontaminazione affidabili, flessibili e di facile utilizzo per garantire l'integrità dei risultati di ricerche critiche. STERIS Life Sciences offre un'ampia gamma di soluzioni di lavaggio e sterilizzazione per soddisfare diversi tipi di applicazioni in laboratorio e di ricerca.

LAVAGGIO/ASCIUGATURA IN LABORATORIO

Le lavavetria da laboratorio Reliance 100 Series sono progettate per i più piccoli laboratori decentrati che si occupano del lavaggio della vetreria.

Le lavavetria da laboratorio Reliance 400XLS e 500XLS sono ideali per i laboratori che si occupano del lavaggio più grandi e centralizzati. Le lavavetria possono essere dotate dell'unico sistema di ripiani universale per garantire la massima produttività e flessibilità di carico, di diversi sistemi per il risparmio di acqua e il recupero di energia, risciacquo finale non ricircolante per l'efficacia ottimale del risciacquo e il sistema di monitoraggio del trattamento al fine di garantire l'integrità del processo di pulizia.

Reliance 500XLS
Lavavetria da laboratorio con sistema unico di ripiani universale



Reliance 100XLS
Lavavetria da laboratorio

Reliance 400XLS
Lavavetria da laboratorio



STERILIZZAZIONE A VAPORE

Gli sterilizzatori a vapore FINN-AQUA® 77 Series sono progettati appositamente per i laboratori BSL-3 e 4, nonché per altri tipi di strutture a controllo elevato. È possibile che le unità siano dotate di una tenuta aria differenziale o BioSeal, oltre a un ciclo di decontaminazione.

Sterilizzatore a vapore FINN-AQUA 7710
con schermo a sfioramento e interfaccia PC tablet a colori

Sterilizzatore a vapore FINN-AQUA 77 Series
con ciclo di decontaminazione e sistema di decontaminazione dell'aria unico Virasure™

