



Test de Calidad de Vapor

Cumplir con los estándares internacionales HTM0101 y EN285 mediante la comprobación de la calidad de su vapor.

Cuando su empresa o productos específicos sean requeridos para cumplir con los estándares internacionales para esterilización, El servicio de comprobación de calidad de vapor verificará si usted está cumpliendo mostrando los resultados adecuados.



Además del mencionado servicio de comprobación de la calidad de vapor, recomendamos visite nuestro abanico de ofertas de Servicio de Validación

www.sterislifesciences.com

El Servicio consiste en tres (3) pruebas - Vapor Seco, Vapor Superscalentado y Gases No Condensables - el cual puede ser realizado en el transcurso de 3 días o en uno.

1

Prueba de Vapor Seco

Medición de la cantidad de humedad contenida en el vapor.

2

Prueba de Supercalentamiento de vapor

Medición del supercalentamiento del vapor.

3

Prueba de los Gases No Condensables

Medición de los gases no condensables como Cloro, presente en el vapor



Nuestros Técnicos de Servicio altamente entrenados realizarán las pruebas usando un procedimiento documentado basado en los estándares HTM0101 y EN285 . Las pruebas son repetidas tres (3) veces para verificar la repetibilidad de los resultados.

A la finalización, usted recibirá un informe escrito mostrando la conclusión, la cual resume las pruebas y resultados de cada ronda realizada en el equipo.



STERIS CORPORATION
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060, EE. UU.
T +1 800 444 9009

www.STERISLifeSciences.com

Oficinas de STERIS en el mundo

Asia Pacífico	+65 (0) 68 41 7677
Canadá	+1 800 444 9009
Finlandia	+358 9 25851
Francia	+33 (0) 2 38 84 85 40
Alemania	+49 (0) 221 466120
Italia	+39 (0) 2 21303 424
Latinoamérica	+1 800 444 9009
España	+34 (0) 916 585 920
Reino Unido	+44 (0) 1256 840400

STERIS Life Sciences

Durante más de 100 años, STERIS ha sido reconocido como líder mundial, socio de confianza y proveedor de soluciones en el ámbito de la esterilización y el control de la contaminación. Hoy, STERIS sigue ampliando este patrimonio gracias a sus avances en la ciencia de la esterilización, la limpieza y el control de las infecciones, a la vez que ofrece soluciones que satisfacen las necesidades de nuestros clientes y sus exigentes normativas de calidad. STERIS se dedica a ayudarlo a mejorar tanto la vida de sus pacientes como la vida útil de su equipo. Desde productos químicos formulados hasta bienes de equipo, entre ellos, piezas y servicios, STERIS Life Sciences es su proveedor de soluciones.

© 2017 STERIS Corporation
Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de esta publicación en cualquier forma material sin el consentimiento por escrito de STERIS Corp.